

# Chitoclot Gauze

Apósito de gasa compuesta 100% de chitosán para el control de hemorragias.




CE Producto sanitario Clase III



Primeros Auxilios

Anscare ChitoClot Gauze es un producto hemostático 100% de chitosán para el control de hemorragias. Control médico para las hemorragias graves manteniendo su integridad estructural después de la absorción de sangre



## Anscare™

En Anscare nos dedicamos a ayudar a los pacientes a volver a su vida normal de la forma más rápida posible. Para hacerlo, aprovechamos la innovación en la ciencia de materiales para mejorar la curación en cada etapa del cuidado de heridas.

Con el respaldo de BenQ Materials y la experiencia interna de Anscare, desarrollamos productos avanzados de grado médico que cubren soluciones de hemostasia clínica, manejo de heridas y cuidado de cicatrices.

### » Beneficios

- Acelera la coagulación de la sangre
- Reduce el riesgo de infección
- Mantiene el ambiente húmedo para la curación de heridas
- Reducción del tiempo de tratamiento
- Se puede cortar al tamaño adecuado
- Fácil de adaptarse, aplicar y remover




# ● CARACTERÍSTICAS

## » Aplicaciones:

Control temprano de hemorragias moderadas y severas, traumas penetrantes, laceraciones, abrasiones, cortes, quemaduras de primer y segundo grado, heridas por armas de fuego, emergencias, uso militar, rescates y hospitalario.

## » Chitosán:

El catión de Chitosán (-NH3+), Anscare ChitoClot Gauze acelera activamente la coagulación de la sangre al atraer plaquetas cargadas negativamente.



Uso militar



Cumplimiento de la ley



Rescates



Hospital



Hemorragias de moderadas a severas



Sencillo de usar y extremadamente efectivo

## » Presentaciones:

Tamaño Gasa (cm)	Tamaño Gasa (cm)
7,5 x 180 / Roll	5 x 40 – 8 capas
7,5 x 120 / Roll	10 x 40 – 4 capas
7,5 x 180 / en Z	10 x 80 – 8 capas
7,5 x 300 / en Z	10 x 10 – 1 capa

