

# Chitoclot Bandage

Apósito adhesivo con gasa compuesta 100% de chitosán para el control de hemorragias.




CE Producto sanitario Clase III



Primeros Auxilios

Anscare ChitoClot Bandage es un apósito adhesivo que proporciona un control rápido de las hemorragias causadas por traumatismos y acelera la aparición de coágulos sanguíneos. La gasa no tejida de chitosán 100% proporciona un entorno húmedo para el cuidado de heridas.



**A/**  
» Transpirable  
» Impermeable  
» Minimiza la infección

**B/**  
» 100% Chitosan  
» Alta tasa de absorción  
» Cicatrización de la herida  
» Control de sangrado de heridas


## Anscare™

En Anscare nos dedicamos a ayudar a los pacientes a volver a su vida normal de la forma más rápida posible. Para hacerlo, aprovechamos la innovación en la ciencia de materiales para mejorar la curación en cada etapa del cuidado de heridas.

Con el respaldo de BenQ Materials y la experiencia interna de Anscare, desarrollamos productos avanzados de grado médico que cubren soluciones de hemostasia clínica, manejo de heridas y cuidado de cicatrices.

### » Beneficios

- Acelera la coagulación de la sangre
- Reduce el riesgo de infección
- Mantiene el ambiente húmedo para la curación de heridas
- Adhesivo acrílico de grado médico apto para pieles sensibles





# ● CARACTERÍSTICAS

## » Aplicaciones:

Control de hemorragias por incisión quirúrgica, traumas penetrantes, hemostasia posterior a un cateterismo, laceraciones, abrasiones, cortes y quemaduras de primer y segundo grado.

## » Chitosán:


El catión de Chitosán (-NH3+), Anscare ChitoClot Bandage acelera activamente la coagulación de la sangre al atraer plaquetas cargadas negativamente.



Para hemostasia posterior al cateterismo



Control de hemorragia por incisión



Trauma (ej: laceración, abrasión, quemadura, escaldadura)

## » Presentaciones:

Lamina posterior	Tamaño apósito (cm)	Tamaño Gasa (cm)	Tamaño apósito (cm)	Tamaño Gasa (cm)
Transparente	5 x 5	2,5 x 1,7	12 x 10	7 x 5
	6 x 4	3,5 x 2	13 x 10	9 x 5
	8 x 5	5 x 2,5	20 x 6	17 x 3
	10 x 8	6 x 4		

