

IF[®]

iCare cuidado inteligente



Voromed

Intervención natural en la actividad de la proteasa y el pH

Pomada con fórmula ionógena para cuidado avanzado de heridas

Principelle IF[®] es un apósito estéril para heridas que comprende un sustrato de acetato inerte impregnado con una pomada que contiene una mezcla de oligoelementos y miel de grado médico. La formulación para apósitos no contiene componentes sintéticos. Los minerales, los oligoelementos y los óxidos se mezclan directamente con miel de trigo sarraceno oscura de grado médico.

Principelle[™]

Desarrolla y comercializa productos avanzados para el cuidado de heridas, basados en ideas novedosas y destinados a tratar heridas difíciles de curar o para aplicaciones especiales. Trabaja en estrecha colaboración con clínicos, investigadores, desarrolladores de productos y socios en la fabricación de sus productos.



● CARACTERÍSTICAS

Cuidado inteligente:

» Intervención natural

Una selección de componentes naturales intervienen para alcanzar la regulación de la proteasa y del pH. La alteración de estas condiciones permite que las heridas crónicas vuelvan a cicatrizar adecuadamente. La pomada Principelle IF® es una miel de trigo sarraceno oscura de grado médico que contiene una mezcla de oligoelementos y óxidos. El apósito no contiene componentes sintéticos. Principelle IF® normaliza el microentorno de la herida, restaurando el equilibrio proteasa regulando la inflamación y la contaminación bacteriana en heridas resistentes a los tratamientos. La pomada se encuentra a la venta en presentación de gasa de acetato impregnada y de tubo.

» Cuidado continuo

Atender y cuidar son verbos. Para brindar atención y cuidado se requiere una intervención eficaz y prolongada que va más allá de las manos que proporcionan esa atención y cuidado. La regulación de los componentes y procesos bioquímicos durante un tiempo prolongado garantiza el máximo beneficio cada vez que se cambia el vendaje. Es un desafío incorporar esa atención y cuidado en la fabricación de cada producto.

La pomada Principelle IF® puede utilizarse para heridas agudas y crónicas. Se sugiere utilizarla para diferentes tipos de heridas de diversa etiología, tales como síndrome del pie diabético, úlceras de decúbito, quemaduras, ulcus cruris y heridas socavadas y en túnel. El producto se puede utilizar en heridas secas y húmedas. En el caso de heridas húmedas, se aconseja utilizar un vendaje secundario absorbente.

» Presentaciones de Principelle IF® en tubo y en apósitos impregnados:

Tipo de producto	Cantidad	Tamaño
Pomada Principelle IF®	10 tubos	Tubo de 10 gramos
	10 tubos	Tubo de 20 gramos
Apósito Principelle IF®	10 apósitos	5 x 6 cm
	10 apósitos	8 x 10 cm
	10 apósitos	80 x 20 cm

